



NuEraTight

Speaks your body language

Kişiselleştirilmiş Vücut Bakımlarında Yeni Bir Çağa Hoşgeldiniz

Hiçbir hasta birbirine tam olarak benzemez

Bu nedenle, herkese uyan tek bir tedavi planı artık uygun değildir.

Artık tüm sınırlamaları geride bırakabilirsiniz

Vücut Şekillendirme, Yağ Azaltma için oyunun kurallarını değiştiren bir çözümle yepyeni bir anlam kazanıyor, Cilt Sıkılaştırma, Selülit ve Kırışıklık Azaltma, hepsi bir arada.

Benzersiz düzeyde kişiselleştirmeyi keşfedin

NuEra® Tight, aynı seansta birden fazla klinik endikasyon, cilt durumu ve vücut bölgesini hesaba katarak enerji penetrasyon derinliğini ayarlamak için birden fazla RF frekansı kullanan FocalRF™ teknolojisi ile güçlendirilmiştir.

Hastalarınız kadar benzersiz bir tedavi için




Vücut Şekillendirme Yeni bir anlam kazanıyor.

Radyofrekans (RF), hastaların sorunlu bölgeleri rahatça ve kesinti olmadan şekillendirmek istemeleri nedeniyle son yıllarda giderek daha popüler hale gelmiştir. FocalRF teknolojisine sahip NuEra Tight, belirli cilt ve doku katmanlarını ısıtan enerji penetrasyon derinliğini ayarlamak için 5 farklı frekans kullanarak Yağ Azaltma, Cilt Sıkılaştırma, Selülit ve Kırışıklık Azaltma sağlar.

Yağ Azaltma


Gerçekten kişiselleştirilmiş bir vücut şekillendirme deneyimi, vücudun herhangi bir bölgesindeki deri altı yağını kolay ve etkili bir şekilde tedavi eden FocalRF teknolojisi ile başlar. İnatçı yağ hücrelerini yok etmek için 2MHz'de yüzeysel bir tedavi seçin veya daha derin ısıtma için 470kHz'i seçin.



Jeffrey Caruth, M.D. tarafından sağlanmıştır.

Cilt Sıkılaştırma


NuEra Tight, cilt dokusundaki sıcaklığı otomatik olarak yükseltir ve gerekli dereceye kadar düzenleyerek kolajeni uyarır, sarkmış cilt ve kırışıklık belirtilerini iyileştirir. FocalRF teknolojisi, vücudun daha geniş alanlarından daha küçük bir yüz bölgesine kadar, enerji penetrasyonunu dermis katmanına hedefleyerek güvenli ve etkili tedaviler sağlar.



Luigi Rizzi, M.D. tarafından sağlanmıştır.

Selülit Azaltma

FocalRF teknolojisi ile güçlendirilen NuEra Tight, selülit yeniden şekillendirmek ve tümseklerin ve çukurların görünümünü iyileştirmek için çoklu frekanslar, iki tedavi modu ve bağ dokusu manipülasyonu için etkili mekanik masaj uygular.



Clark Schierle, M.D., Ph.D., FACS tarafından sağlanmıştır.

Kırışıklık Azaltma

Yüksek frekanslar ve hassas sıcaklık kontrolü ile NuEra Tight, fibroblastların aktivitesini uyartabilir ve kan akışını artırarak, vücudun iyileşme mekanizması yeni kolajen üretimi ürettikçe gelişmeye devam edecek olan anında bir pürüzsüzleştirme etkisi yaratabilir.



Gerhard Sattler M.D. tarafından sağlanmıştır.

FocalRF Teknolojisi


Kontrollü Tedavi

Derinliđi

FocalRF teknolojisi ile
yeni bir kontrol seviyesini deneyimleyin.

Farklı endikasyonları, vücut bölgeleri ve hastalar arasındaki doku kalınlıđı farklılıklarını hesaba katarak enerji penetrasyon derinliđini ayarlamak için birden fazla RF frekansı kullanın.

Frekansınızı seçin



Derinlikte Kontrol

Farklı cilt hastalıklarının tedavisi

Sonuçlarda Kontrol

Klinik hedefler üzerinde daha iyi kontrol

Güvenlikte Kontrol

Optimum doku derinliđini hedefleme



Günümüz Estetik Tedavileri için Gelişmiş Araçlar

Lumenis, NuEra Tight'ı sezgisel bir grafik kullanıcı arayüzü ile kullanımı kolay bir cihazda son teknoloji özelliklerle geliştirdi. Uygun tedavi parametrelerini seçmek sadece bir dokunuş uzaklığındadır.



NuLogic

Uzman Kullanıcılar için Gelişmiş Protokol

Özgün tedavi protokolü

Farklı endikasyonlar ve cilt katmanları için çoklu tedavi protokolleri tek bir tedavi seansında otomatik olarak uygulanır.

Yeni bir kişiselleştirme düzeyi

Frekans, sıcaklık, zaman ve elektrot boyutu için birden fazla değer ayarlayın.



NuAPIC

Otomatik Kişiselleştirilmiş Sıcaklık Kontrolü

Prosedür boyunca terapötik sıcaklık sağlar. Gücü hastanın benzersiz özelliklerini karşılayacak şekilde uyarlar.

Otomatik Aksesuar Tanıma

Çok boyutlu elektrotlar

Sekiz adet Kaplamalı Kapasitif Enerji Transferi (CCET) elektrodu, daha fazla konfor ve eşit enerji dağılımı için her hastaya tepeden tırnağa mükemmel uyum sağlar.

Başlıklar

Üç ergonomik hafif başlık:
Vücut, Yüz ve Bipolar.



NuEra Tight ile standartlarınızı yükseltin

Talep çok açık. Hastalar hızlı ve konforlu tedaviler ve doğal görünen uzun ömürlü sonuçlar istiyorlar. NuEra Tight ile beklentileri aşarken bu talebi karşılayabilirsiniz. İster yağ azaltma, cilt sıkılaştırma, selülit ve kırışıklık azaltma için tek başına bir çözüm sağlayın, ister diğer modalitelerle birleştirin, NuEra Tight uygulamanız için avantajlar yaratmanıza yardımcı olur. Hepsinden iyisi, NuEra Tight pahalı sarf malzemeleri gerektirmez, bu nedenle yatırım getirinize ulaşmanızı engelleyen hiçbir şey yoktur.



Müşterilerimizden Dinleyin

"Radyo Frekans tedavileri günümüzde en çok talep edilen estetik tedaviler arasındadır. FocalRF teknolojisine sahip NuEra Tight, hızlı, konforlu ve non-invaziv tedaviler sunan çok çeşitli frekanslar ve başlıklar ile son derece özelleştirilebilir. Bu, NuAPIC sıcaklık kontrol özelliği sayesinde güvenlik ve etkinlik sağlarken hastalarımın istedikleri gelişmiş görünüme ulaşmasıyla sonuçlanır. Bu cihaz, hastalarım için ezber bozan bir vücut şekillendirmede ağrısız ama etkili."

Macrene Alexiades-Armenakas, M.D., Ph.D., FAAD, Klinik Dermatolog, Lazer Cerrahisi ve Araştırmacı Dermatolog, New York.

NuEra Tight ile yolculuğunuz daha yeni başlıyor.

İşletmenizin Lumenis ile büyümesini istiyoruz. Bu nedenle, ilk görüşmeyle başlayan ve işletmeniz faydalarını görmeye başladıkça sizinle birlikte olacak bir destek paketi hazırladık. İhtiyacınız olan tüm eğitimi almanızı ve en güncel klinik materyalleri edinmenizi sağlıyoruz.

Doğrudan tüketiciye yönelik pazarlama faaliyetlerimiz markayı destekleyerek FocalRF ile NuEra Tight teknoloji çözümünü dünyanın dört bir yanındaki tüketiciler için tercih edilen tedavi olarak tutmaktadır.



Lumenis Uygulama Bulucu

Her ay binlerce hasta tedavi sağlayıcıları arıyor. Kliniğinizi Lumenis Uygulama Bulucu'ya kaydederek kliniğinizi bulmalarına yardımcı olun. Bu dizini tanıtmak için influencer'lar, sosyal medya ve viral videolar aracılığıyla kampanyalar yürütüyoruz.



Lumenis online

Tüketicilerin estetik tedavileri hakkında pek çok sorusu bulunmaktadır. Hastalara yönelik özel web sitemiz, onlara tedavilere devam etmek için ihtiyaç duydukları güvenceyi ve güveni verecektir.



Ekip Eğitimi

Sistemi kuruyor ve personelinizi eğitiyoruz, böylece cilt tiplerini ve koşullarını değerlendirebiliyor ve her bir hasta için mükemmel tedavi planını oluşturabiliyoruz. 'Uzman' klinik eğitimi, konsültasyon ve tedavilerin güven içinde ele alınacağı anlamına gelir.



En Değerli Kaynağınız

Özel temsilciniz size bir e-posta, metin veya telefon uzaklığında. Kendinizi Lumenis ailesinin bir parçası olarak hissetmenizi istiyoruz, bu nedenle lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size 24 saat içinde geri dönmek için her zaman elimizden geleni yapacağız.



Kliniğinizi Markalaştırın

Bir Lumenis müşterisi olarak Lumenis Physician Portal'a erişiminiz olacaktır. Burada broşür ve poster gibi materyalleri bulabilirsiniz. Ayrıca çok sayıda klinik ve ürün bilgisine de erişebilirsiniz.



Kapsamlı Hizmet Ağı

Tıbbi ekipman onarımı ve bakımı için yüksek kaliteli, kapsamlı hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz. Lumenis servisi size gönül rahatlığı sağlar, böylece ekipman yerine müşteri bakımına odaklanabilirsiniz.

Özellikler

FocalRF Emisyon Frekansı ($\pm 1\%$)	470 kHz, 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz, 6 MHz
Çıkış Enerjisi ($\pm 10\%$)	250 W
LCD Dokunmatik Ekran	15"
Bağlantı Sistemi	Kapasitif
Çalışma Modu	Otomatik Tedavi Ön Ayarları, NuLogic & Manuel Ayarlama
Sıcaklık Kontrolü	NuAPIC
Sıcaklık Aralığı	From 35°C to 45°C $\pm 1^\circ\text{C}$
Zamanlayıcı	90 dk'ya kadar
Elektrik Şebekesi	100-240 Vac; 50/60 Hz; 350 W
Boyutlar	127x55x60 cm (YxGxD)
Ağırlık	40 Kg
Güvenlik Sınıfı	Sınıf I - BF tipi
Başlıklar	Yüz ve Vücut, Bipolar
Dönüş Elektrotları	Tek kullanımlık dönüş pedi
Kapasitif Kaplamalı Elektrotlar	$\varnothing 20$ mm, $\varnothing 30$ mm, $\varnothing 40$ mm, $\varnothing 60$ mm, $\varnothing 70$ mm, $\varnothing 80$ mm, $\varnothing 100$ mm, $\varnothing 40$ mm masajlı

NuEra Tight 1CH kullanımı aşağıdakiler içindir:

- Ödemli-fibröz-skleröz dermopanniküloz tedavisi
- Deri atrofisi ve elastoz tedavisi
- Mikrosirkülasyon ve venöz yetmezlik tedavisi
- Adipositlerin hiperplazisi ve hipertrofinin tedavisi

Uyarılar ve Riskler: NuEra Tight hamile olan, enfeksiyonu veya hastalığı olan veya ısıya duyarlı olan herkes için uygun değildir. Kesik, yara, piercing ve dövmelemlerden kaçınılmalı ve enjekte edilebilir dolgu ve toksinlerin bulunduğu bölgeler tedaviden önce bir ay süreyle bırakılmalıdır. Metal implantı veya implante cihazı (örn. kalp pili) olan hastalar öncelikle yetkili bir hekime danışmalıdır. Uygun görülürse, geri dönüş pedi implanttan uzağa yerleştirilmelidir. Hastaların konforlarının devamını sağlamak için düzenli geri bildirim vermeleri gerektiğinden, tedavi öncesinde veya sırasında lokal, oral veya sistemik anestezipler kullanılamaz. Hastaları metal nesnelerden, özellikle de doğrudan temas halinde olanlardan (örn. yatak) izole edin. Tam bir uygulayıcı konsültasyonu her zaman tavsiye edilir; kontrendikasyonlar ve riskler için NuEra Tight kullanım kılavuzuna bakın.

Bios S.r.l.
Via Guido Rossa
10/12 - 20090
Vimodrone (MI) - İtalya
T +39 02 27304275
F +39 02 27304276
info@biosgroup.eu
www.biosgroup.eu

AMERİKA
San Jose, CA, ABD
T +1 408 764 3000
+1 877 586 3647
F +1 408 764 3999

AVUSTRALYA
Chatswood, NSW,
Avustralya
T +61 2 8459 9678

ASYA PASİFİK
Pekin, Çin
T +86 10 5737 6677
F +86 10 5737 6767
Gurgaon, Hindistan
T +91 124 422 07 95
Kowloon, Hong Kong
T +852 217 428 00
F +852 272 251 51

EMEA
Dreieich
Dreieichenhain,
Almanya
T +49 6103 8335 0
F +49 6103 8335 300
Roma, İtalya
T +39 06 96 96 2630 F

Hertfordshire, Birleşik Krallık
T +44 20 8736 4110
F +44 20 8736 4119

© LUMENIS LTD 2020



1936 Sadece Rx

PB-00018880 Rev A